



- 1 Infusor elastomérico (IE)
- 2 Régua
- 3 Clamp
- 4 Termoregulador (termômetro)



SERVIÇO DE ENFERMAGEM  
ONCO-HEMATOLÓGICA (SFOH)

Rua Ramiro Barcelos, 2350  
Largo Eduardo Z. Faraco  
Porto Alegre/RS 90035-903  
Fone (51) 3359.8000  
[www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)



# Infusor Elastomérico (IE)

## Orientações para o autocuidado



## Infusor elastomérico

O **infusor elastomérico (IE)** é uma bomba de infusão portátil e descartável que permite ao paciente realizar, em casa, a administração de medicamentos endovenosos por período de tempo prolongado.

A colocação e a retirada do **IE** devem ser realizadas na Unidade de Quimioterapia Ambulatorial, por profissional capacitado, conforme dia e horário agendados.

O **IE** é de fácil manejo, porém alguns cuidados são importantes. Confira a seguir orientações para maior segurança durante o uso do equipamento:

### Cuidados com o IE:

- Mantenha o curativo seco e limpo no local da punção da agulha.
- Sempre mantenha o **IE** dentro da bolsa de transporte (pochete).
- Mantenha a pochete com o **IE** entre a altura da cintura e do tórax.
- Observe se a régua do **IE** está descendo gradativamente no decorrer dos dias.
- Mantenha o termorregulador (termômetro) aderido à pele.
- Evite atividades que possam deslocar a agulha ou danificar o **IE** (por exemplo, esforço físico).



### Cuidados com o IE durante o banho:

- Proteja o curativo com um plástico ou plástico-filme para evitar a umidade no local.
- Retire o termômetro antes do banho e recoloque-o após secar completamente o local de fixação do mesmo na pele. Outra opção é protegê-lo com plástico ou plástico-filme.
- Evite molhar o **IE**, mantendo-o dentro da pochete.



### Cuidados com o IE na hora de dormir:

- Coloque o **IE** ao lado do travesseiro (nunca embaixo do travesseiro).
- Durma na posição dorsal (de costas) ou de lado. Evite dormir de bruços.

### Observações:

#### Em dias quentes:

- Mantenha o ambiente arejado e fresco, podendo usar ventilador ou ar-condicionado.
- Use roupas leves
- Ingira líquidos para evitar a elevação da temperatura corporal.



#### Em dias frios:

- Utilize roupas que aqueçam o corpo, principalmente luvas e meias.



### Importante!

Em caso de extravasamento do quimioterápico:

- Retire o clamp fixado ao **IE** e clampeie o fio.
- Coloque o **IE** dentro de uma sacola plástica e procure a Unidade de Quimioterapia Ambulatorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o mais breve possível.
- Lave com água e sabão o local da pele que entrou em contato com a quimioterapia.
- Lave suas roupas contaminadas pela quimioterapia separadas das demais roupas.

**Em caso de dúvidas, busque ajuda pessoalmente ou por telefone (51- 3359.8551).**